

イトボシド点滴静注液 100mg「サンド」

5V包装品個装箱開封方法のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社のイトボシド点滴静注液100mg「サンド」につきまして、別紙にてご案内させていただいておりますように、包装仕様を変更いたしました。新発売いたしました5バイアル包装品につきまして、個装箱の開封方法が従来品と大きく異なりますので、開封方法をご案内申し上げます。




謹白

記

開封方法

蓋の折り返し部分の内側にミシン目が刻まれていますが、外からは見えません。

※蓋の折り返し部分を剥がそうとすると開封しにくいことがあります。必ず●の部分を押してください

	<p>1. 開封口の●の部分を押してください。</p>
	<p>2. ●の部分を押したまま蓋を上にあげてください。 蓋の内側にあるミシン目が切れて蓋が開きます。</p>
	<p>3. 蓋を完全に開けてください。</p>

以上

お問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ

0120-982-001 受付時間 9:00~17:00
(土・日、祝日及び当社休日を除く)
URL <http://www.sandoz.jp>